



786型摇摆头，带转移头，左侧

2.786.0010

机器人样品转换器（XL）的附加设备，用于将液体从较小的样品容器中转移/定量转移入样品盘上较大的滴定杯或转移入一只外部滴定池；该外部滴定池可位于工作站的左侧。

Scope of delivery 2.786.0010

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.786.0010	786型摇摆头，带转移头，左侧
机器人样品转换器（XL）的附加设备，用于将液体从较小的样品容器中转移/定量转移入样品盘上较大的滴定杯或转移入一只外部滴定池；该外部滴定池可位于工作站的左侧。		



1 PCS 6.1462.030 机器人臂，带移液型滴定头，用于786型摇摇头，向左摆动

用于液体操作的移液型机器人臂



1 PCS 6.1562.100 移液管 / 10 mL

用于全自动转移样品溶液的移液管。



1 PCS 6.1823.010 用于移液管的导杆

可安装在 Robotic Sample Processor 的移液摆臂上



1 PCS 6.2621.120 六角扳手（Hexagon key），1.5毫米

