



## 786型摇摆头，带转移头，右侧

2.786.0020

机器人样品转换器（XL）的附加设备，用于将液体从较小的样品容器中转移/定量转移入样品盘上较大的滴定杯或转移入一只外部滴定池；该外部滴定池可位于工作站的右侧。

### Scope of delivery 2.786.0020

| Qt.   | Order no.  | Description                                                                    |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 PCS | 1.786.0010 | 786型摇摆头，带转移头，左侧                                                                |
|       |            | 机器人样品转换器（XL）的附加设备，用于将液体从较小的样品容器中转移/定量转移入样品盘上较大的滴定杯或转移入一只外部滴定池；该外部滴定池可位于工作站的左侧。 |



1 PCS

6.1462.040

机器人臂，带移液型滴定头，用于786型摇摇头，向右摆动

用于液体操作的移液型机器人臂



1 PCS

6.1562.100

移液管 / 10 mL

用于全自动转移样品溶液的移液管。



1 PCS

6.1823.010

用于移液管的导杆

可安装在 Robotic Sample Processor 的移液摆臂上



1 PCS

6.2621.120

六角扳手 (Hexagon key), 1.5毫米

