



813紧凑型VA自动进样器

2.813.0020

自动进样器，用于VA系统的基本自动化操作，带用于样品转移的内置蠕动泵。该样品转换器可与746型VA痕量分析仪或797型伏安极谱仪联用。容量：18个样品。

Scope of delivery 2.813.0020


Qt.	Order no.	Description	
1 PCS	1.813.0010	813集成型自动样品处理系统 可容纳体积为11毫升或2.5毫升的36个样品的紧凑型样品转换器。内置蠕动泵，4个预编程的方法，可进行设置的分离式键盘，通过«远程»接口进行控制。	
1 PCS	6.2751.070	安全盖板 用于 813 Compact IC Autosampler 的安全盖板。	
1 PCS	6.2752.010	插头罩 (Plug cover) 用于717，730或760型样品转换器，离子色谱样品处理系统，或774卡氏炉型样品处理系统	

1 PCS

6.1822.410

PEEK连接毛细管

连接毛细管，用在样品转换器上进行样品转移，1 x M6，内径 0.5毫米，用于痕量分析




2 PCS

6.1826.020

PVC 泵管（蓝色/蓝色）

用于在线IC分析仪及伏安测定法的自动化



1 PCS

6.1831.050

PEEK 毛细管，内径0.5 毫米，40厘米

用于在线英蓝渗析与样品转换器。用于IC英蓝渗析单元，离子色谱样品处理系统，集成型自动样品处理系统，英蓝渗析型离子色谱样品处理系统，IC液体处理英蓝渗析单元，集成型自动样品处理系统



1 PCS

6.2621.060

5/16英寸的扳手

用于5/16英寸的螺丝。用于IC仪器



2 PCS 6.2621.090 1/2英寸扳手
用于1/2英寸的螺丝。用于IC样品处理器



1 PCS 6.2621.100 内六角扳手, 3 mm, 用于 IC Sample Processor



1 PCS 6.2743.057 样品容器 11 mL

200 件。用于 IC Sample Processors 和 VA Autosampler。

IC 样品容器材质为聚丙烯 (PP) 塑料, 面向医疗保健应用。生产和包装均在无菌和洁净室条件下进行 (洁净室等级 7, 依照 DIN ISO 14644 标准)。这保证了较小的污染度。随机检查样品容器是否可渗出阴离子和阳离子。



1 PCS 6.2744.010 压力螺丝5x
带UNF 10/32连接口。用于IC仪器, 在线英蓝渗析 (连接PEEK毛细管)



1 PCS

6.2744.030

4 个 Olive/UNF 10/32 两通

连接压力螺丝和泵管。4 个。用于带有蠕动泵的离子色谱仪



1 PCS

6.2833.000

针/连接管固定器, 1/8英寸

用于IC/VA 样品处理器。用于1/8英寸的连接管



Optional accessories

Order no.	Description
6.2141.170	电缆，797伏安极谱仪伏安极谱仪 - 813集成型样品转换器- 731 Relay Box



2.772.0110	772 Pump Unit 可直接连接在样品处理器上的蠕动泵。
------------	------------------------------------



2.823.0010	823隔膜泵单元 隔膜泵，可直接连接在样品处理器上。
------------	-------------------------------

