



826 pH mobile, 带 Primatrode

2.826.0020

便携式 pH 计，带 IrDA 接口，包括背带、电池和带 NTC 的 Primatrode 6.0228.020 (IP67)。

Scope of delivery 2.826.0020

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.826.0010	826 pH mobile

便携式 pH 计，带 IrDA 接口，包括背带和电池。



1 PCS

6.2050.000 pH计的背带

用于704, 826型pH计的背带。



1 PCS

6.2133.000 5号碱性电池, 1.5V, 4只

每套包含4节1.5伏的5号碱性电池。



1 PCS

6.2621.140 六角扳手 (Hexagon key) , 2.5毫米



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2307.230	缓冲溶液，pH 4， 7与9 混合缓冲液， pH 4.00/7.00/9.00（25℃）， 装于单次使用的小袋中， 无色， 盒装， 每盒3 x 10 x 30 毫升	
6.2325.000	pHit kit pH电极的维护套件该套件包括:- 50 mL 清洗液- 50 mL 3M KCl 溶液- 50 mL 储藏液- 2 储存容器- 使用说明	