



833英蓝渗析型离子色谱灵快量化单元

2.833.0040

渗析型样品处理模块，用于对牛奶，果汁，乳浊液和悬浊液等基体困难的样品中的阴阳离子进行测定。包括双通道蠕动泵。醋酸纤维素膜 0.25 μm 。

Scope of delivery 2.833.0040

Qt.	Order no.	Description
7 PCS	6.1803.040	PTFE 毛细管，内径 0.5 毫米 / 1 米 毛细管，用于IC的样品操作。



1 PCS 6.1831.050 PEEK 毛细管，内径0.5 毫米，40厘米

用于在线英蓝渗析与样品转换器。用于IC英蓝渗析单元，离子色谱样品处理系统，集成型自动样品处理系统，英蓝渗析型离子色谱样品处理系统，IC液体处理英蓝渗析单元，集成型自动样品处理系统



1 PCS 6.1831.060 PEEK 毛细管，内径0.5 毫米，1 米

用于在线渗析与样品转换器。用于IC渗析单元，IC样品处理器，紧凑型IC自动进样器，过滤型IC样品处理器，渗析型IC样品处理器，IC液体处理渗析单元



1 PCS 6.2057.010 渗析池的固定器

用于IC柱箱中的渗析池



1 PCS 6.2128.180 电缆 762/830 - 752/753/754/833

用于连接IC接口 - IC泵单元，IC抑制器模块，IC渗析单元或IC液体处理泵单元



1 PCS

6.2621.070

内六角扳手，5 mm，用于 IC Sample Processor



1 PCS

6.2714.010

渗析膜（醋酸纤维素）

标称孔径：0.2 μm . 每套50片装。用于英蓝渗析



1 PCS

6.2729.100

渗析池

带4 x 6.2744.060 堵头。用于英蓝渗析



1 PCS

6.2744.000

压力螺丝，PVDF

带UNF 10/32连接口。用于IC仪器，在线渗析（连接PTFE毛细管）



2 PCS

6.2744.010 压力螺丝5x

带UNF 10/32连接口。用于IC仪器，在线英蓝渗析（连接PEEK毛细管）



2 PCS

6.2744.034 2 个 Olive/UNF 10/32 两通


连接压力螺丝和泵管。2 个。用于带有蠕动泵的离子色谱仪。



4 PCS

6.2744.160 连接头 /UNF 10/32 连接器，带安全装置

安全连接装置，用于将泵管连接到一个螺丝连接头上。




1 PCS

6.2831.010 塑料镊子

用于渗析膜与过滤膜



Optional accessories

Order no.	Description	
6.1826.060	泵管（橙色/黄色） 用于一体化IC，Personal IC，Basic IC	
6.2714.030	渗析膜（聚酰胺） 用于英蓝渗析与过滤	
6.2755.000	泵管夹套（Tubing cassette） 用于IC分析仪的蠕动泵 接触压力可调。	