



843 Peristaltic Pump Station, 用于 Professional-VA/CVS 系统

2.843.0230

通过 843 Peristaltic Pump Station, 可自动冲洗并在 CVS 系统中通过 Professional-VA/CVS 系统半自动及全自动清空量杯。其有两个内置的蠕动泵, 可借助远程控制信号来控制这两个泵。

用于伏安测量和循环伏安溶出法的仪器型号中包含了自动冲洗和清空量杯的完整附件。必须单独订购连接电缆。

Scope of delivery 2.843.0230

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.843.0120	843泵模块 (蠕动泵式)
843 泵模块 (蠕动泵式) 含有两个内置式的蠕动泵。它们可用 远程信号接口直接控制或通过手动按钮控制。		



1 PCS

6.1446.000

SGJ 塞子 / B-14/ (15)



4 PCS

6.1446.040

堵头螺丝 / M6



1 PCS

6.1602.115

瓶盖 / S 40 / 绿色

可用来从试剂瓶直接加液，带螺纹 S 40（Merck...）。



2 PCS

6.1621.000

容器, 10升

用在自动系统中作为冲洗液或废液桶。



2 PCS 6.1621.100 10升的桶的盖子
10升的桶的盖子。可对充满液体的桶方便、安全地进行输运



4 PCS 6.1805.530 FEP管 / M6 / 2米
带光照保护和扭折保护



1 PCS 6.1819.110 FEP 吸管，用于容器
带 M6 接口的容器盖吸管。用于淋洗液制备。



4 PCS 6.1820.020 适配器 M10/M6
连接件，带螺纹 M10 用于软管 6.1812.XXX，带螺纹 M6 用于软管 6.1805.XXX。



4 PCS 6.1820.050 适配器, M6 / 管接头

用于蠕动泵的泵管 6.1826.100。



1 PCS 6.1826.100 泵管 6.4 mm / 1 m

作为 772 Pump Unit 泵单元和 843 Pump Station（蠕动泵）中所用泵管的替代品。




1 PCS 6.1828.020 五路软管接口 M6, 用于连接容器

用于最多连接 5 根软管



1 PCS 6.1829.070 用于 Professional VA 伏安测量/CVS 仪器的软管套件

用于 Professional VA 伏安测量/CVS 仪器测量头的软管套件。由 4 个带 M6 接口的 FEP 软管组成, 具有薄型加液器尖管及弯折保护 (2 x 82 mm 长以及 2 x 110 mm 长)。



1 PCS

6.2053.000

电缆固定夹

电缆夹，用于固定电缆与连接管



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2148.010	远程盒，MSB 另外的远程接口，用于连接可通过远程线控制的装置。带有永久连接的电缆。	
6.2141.280	连接843 泵单元 - 797伏安极谱仪的连接电缆 用于远程连接 797伏安极谱仪 和 843 843泵单元的电缆。	
6.2141.300	远程电缆 843-样品处理系统 用于连接 843 泵单元和样品处理系统的泵控制器的远程电缆	