



Dosing Package 组件包

2.846.1010

该 Dosing Package 组件包是一套实际的解决方案，精确可靠且符合液体处理规则，可在受规管及非管制环境中使用。

此 Dosing Package 组件包可放心应用于：

- 诸如加液、稀释、分装、移液等标准应用
- 生产任意称量的标准溶液
- 制备各种原液的混合物

Scope of delivery 2.846.1010

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 PCS 1.846.0010 846 Dosing Interface

带 USB 功能的控制单元，用于连接多至四台 800 Dosino 或 805 Dosimat 进行加液和 Liquid Handling 作业。需要 Touch Control 或连至安装有 tiamo™、MagIC Net、viva 或 797 VA Computrace 的计算机进行操作。



1 PCS 1.800.0030 800 Dosino (电缆长度 1.5 m)


以用于智能配液单元的读写硬件来驱动。配有固定安装的电缆（长度 1.5 m）。



1 PCS 1.900.0010 900 Touch Control

Titrande、USB 样品处理器、856 Conductivity Module、867 pH Module 和 846 Dosing Interface 的操作单元。触摸灵敏、高度清晰的彩色屏幕以及可用于直接存取方法的收藏功能，都使操作能简单直观地完成。带有可直接连接到互联网上的以太网接口和用于连接 USB 打印机或 U 盘的 USB 接口。

对话框语言：德语、英语、中文、法语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、韩语、波兰语和意大利语。



1 PCS 6.1546.030 活塞钳

用于 807 Dosing Unit 的活塞或者计量管单元 OMNIS。




1 PCS

6.2061.010

试剂瓶固定器，用于Dosino

试剂瓶固定器，最多可用于两只安装在1升试剂瓶上的Dosino。




1 PCS

6.2065.000

846 Dosing Interface 加液接口的支架（stacking frame）。

用来将试剂组织器（Reagent Organizer）固定在加液接口（Dosing Interface）的上面



1 PCS

6.3032.220

807 Dosing Unit 20 mL

807 Dosing Unit，带内置的数据芯片，20 mL 玻璃计量筒和遮光罩，可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



1 PCS

6.6064.010

U 盘，用于 900 Touch Control

