



Food/Beverage Titrino plus 带打印机

2.848.1020

Food/Beverage Titrino plus 为您提供用于食品分析领域内所有常规分析的完整工具包。除 100 多种详细叙述的测定方法外，还包括您的滴定操作所需的附件。包括 USB 热敏打印机 Q3X。

Scope of delivery 2.848.1020

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.848.0010	848 Titrino plus

紧凑型滴定仪，用于

- 通过自动等当点识别进行动态等当点滴定 (DET)
- 通过自动等当点识别进行等量等当点滴定 (MET)
- 终点设定滴定 (SET)



1 PCS

1.801.0010

801 Stirrer

无三角支架的磁力搅拌器，补充用于 Titrino plus、Dosimat plus、Titrande、Sample Processor、805 Dosimat 和 780/781 pH Meter。带有固定安装的、用于 MSB（万通串行总线接口）的线缆。



1 PCS

6.0262.100

Ecotrode plus

适用于含水的酸/碱滴定的组合 pH 电极。固定磨口隔膜对污染不敏感。
参比电解质: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ ，储存在储存溶液中。



1 PCS

6.1903.020

搅拌子 / 16 毫米

带磁芯的搅拌子，带PTFE外涂层，长度：16 毫米



1 PCS

6.1903.030

搅拌棒 / 25 mm

带磁芯的搅拌棒，以 PTFE（聚四氟乙烯）材料包裹，长 25 mm。



1 PCS

6.2001.060 测定台 (support stand)，不带支撑杆

用于将一台801，804或803型搅拌器连接到一台Titrande或805型Dosimat数字计量加液器上。



1 PCS

6.2013.010 定位环

用于直径为 10 mm 的支架杆。



1 PCS

6.2016.070 支撑杆 / 400毫米



1 PCS

6.2021.020 电极架

电极架，可用于4只电极与2只滴定头



1 PCS

6.2104.020

1米的电极电缆，F

用于将带瑞士万通G型插入式连接头的电极连接到瑞士万通测试仪（F型插座）。



1 PCS

6.2147.000

数字 USB 键盘

数字 USB 键盘，用于 Titrino plus、Dosimat plus、862 Compact Titrosampler、869 Compact Sample Changer、863 Compact Autosampler 和 899 Coulometer。带两个集成的 USB 接口。



1 PCS

6.2151.100

USB适配器，MINI (OTG) / USB A

用于连接的USB仪器。



1 PCS

6.2151.120

USB 电缆，1.8 米

用于连接的USB仪器。



1 PCS

6.2307.230 缓冲溶液, pH 4, 7与9

混合缓冲液, pH 4.00/7.00/9.00 (25°C), 装于单次使用的小袋中,
无色, 盒装, 每盒3 x 10 x 30 毫升



1 PCS

6.2308.050 电解液, 3 mol/L KCl (50 mL)

电解液c (KCl) =3 mol/L, 50 mL (用于Ag/AgCl参比系统)



1 PCS

6.2323.000 保存溶液

保存溶液, 可用于所有参比电解液为c(KCl) =3 mol/L KCl溶液的复合pH
玻璃电极。



1 PCS

6.2621.070 内六角扳手, 5 mm, 用于 IC Sample Processor



1 PCS 6.2621.130 六角扳手（Hexagon key），2毫米
2 mm.



1 PCS 6.2739.010 扳手
用于交换单元



1 PCS 6.3026.220 20毫升的交换单元

交换单元内置数据芯片，20毫升玻璃计量管和避光保护壳。 PCTFE
/PTFE平面旋塞阀（stopcock），FEP连接管，防扩散滴定头，及标准琥珀色玻璃试剂瓶



1 PCS 6.6061.010 Titrino plus 所用的存有方法的记忆棒
包括可直接输入 Titrino plus 的食品 PAC、葡萄酒 PAC、油 PAC的方法。



4 PCS

6.9001.050

热敏纸, 用于 Custom Neos-N / Q3X

热敏纸 60 mm / 25 m, 用于 Custom Neos-N / Q3X。
新: 正确存放下可确保 25 年可读性。

1 卷



1 PCS

1.142.0100

热敏打印机 Custom Q3X

带 USB 接口的一体型打印机, 用于

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter
- Eco Dosimat / 滴定仪



纸宽 60 mm (40 个字符)。包括 USB 电缆 6.2151.120。

Optional accessories

Order no.	Description
6.2723.310	Titrino Plus 的保护罩盖 显示屏和键盘的保护罩盖，用于 Titrino plus 系列的所有仪器。 适用于：848 Titrino plus、862 Compact Titrosampler、863 Compact Autosampler、865 Dosimat plus、869 Compact Sample Changer、870 KF Titrino plus、876 Dosimat plus、877 Titrino plus、899 Coulometer。

