




IC Conductivity Detector MB

2.850.9020

用于智能型离子色谱仪的紧凑智能型高性能电导检测器。针对微孔柱经过优化。卓越的温度稳定性，在受保护的检测器端子板内完成整个信号处理过程以及最新一代的 DSP（数字式信号处理）均能确保测量的最高精确性。归功于动态工作范围，无需进行（也包括非自动）范围变更。

典型的应用范围：

- 阴离子或阳离子测定，化学抑制、序列抑制法或无抑制及电导检测
- 针对微孔 (2mm) 应用经过优化，尤其适合耦合技术 (IC-MS 或 IC-ICP/MS)

规格说明书概览：

- 0 ... 15000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 无区段切换
- 测量池容量：0.3 μL
- 由不锈钢 X2CrNiMo17-12-2 (316 L) 制成的环形电极，与 MSA 兼容
- 最大工作压力：10.0 MPa (100 bar)
- 池温：20 ... 50 ° C，步幅为 5 ° C
- 温度稳定性：0.001 ° C
- 基线噪音：° 0.2° nS/cm，是使用序列抑制法的典型值
- 毛细管：ID 0.18 mm

Scope of delivery 2.850.9020

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.2744.014	压力螺丝2x 带UNF 10/32连接口。用于IC仪器，在线英蓝渗析（PEEK 毛细管连接管）

