



858 Professional Sample Processor for VA and CVS

2.858.0110

通过 858 Professional Sample Processor for VA and CVS，可以与 Professional VA 伏安测量 / CVS 仪器和 viva 联用，借助«Cyclic Voltammetric Stripping（循环伏安溶出法 CVS）在电镀池中对有机添加剂大样品系列（例如：增亮剂（«增亮»）和抑制剂（«抑制»））进行全自动处理。该系统直接由 viva 软件控制，可在不同的测定方式之间自动进行方法切换。随附的样品盘在抑制剂测定的时候可以用于 56 个 11 mL 以下的量杯，在增亮剂测定的时候可以用于 28 个 50 mL 以下的量杯。

858 Professional CVS Sample Processor for VA and CVS 供货时内置安装了机械臂，包括装配整套工作平台所需的附件、样品盘和连接电缆，但是不带冲洗装备。

Scope of delivery 2.858.0110

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 PCS

1.858.0020

858 Professional Sample Processor – Pump

858 Professional Sample Processor – Pump 可处理体积在 500 μ L 至 500 mL 之间的样品。进行样品转移时，既可以使用内置的双向双通道蠕动泵、也可通过 800 Dosino 来进行。



1 PCS

6.1803.020

PTFE 毛细管，内径 0.97 毫米 / 5 米

可用于所有IC分析仪。



1 PCS

6.1803.160

PTFE（聚四氟乙烯）毛细管 0.75 mm 内直径 / 3 m

PTFE（聚四氟乙烯）毛细管，供 920 Absorber Module 中使用。



1 PCS

6.1815.010


螺旋带（Spiral band）， 0.5 米

用于将不同的电缆或管路束在一起



2 PCS 6.1826.020 PVC 泵管（蓝色/蓝色）

用于在线IC分析仪及伏安测定法的自动化



1 PCS 6.1831.020 PEEK 毛细管，内径 0.75 毫米，22 厘米

用于所有IC 元件。



1 PCS 6.1835.050 PEEK（聚醚醚酮）进样针


用于在样品交换器上、例如为进行增白剂测定而进行的大量样品转移。



1 PCS 6.2041.450 样品架，56 x 11 mL 和 56 x 50 mL，（聚氯乙烯）

与 858 Professional Sample Processor、815 Robotic USB Sample Processor XL 适配的样品架，用于 112 个样品容器。可使用以下样品容器：6.2743.050、6.2747.010、6.2743.040、50 mL Sarstedt 小管。

塑料：聚氯乙烯 (PVC)



1 PCS 6.2151.000 电缆 USB A – Mini-DIN 插口 8 针

控制器电缆。



1 PCS 6.2621.080 毛细管切管器

用于轻松切割塑料毛细管的切割工具，1/16" 和 1/8"，包括 5 把备用刀片。



1 PCS 6.2621.090 1/2英寸扳手

用于1/2英寸的螺丝。用于IC样品处理器



1 PCS 6.2621.100 内六角扳手，3 mm，用于 IC Sample Processor



1 PCS 6.2621.130 六角扳手（Hexagon key），2毫米
2 mm.



1 PCS 6.2739.000 扳手
用于拧紧连接器



1 PCS 6.2743.057 样品容器 11 mL

200 件。用于 IC Sample Processors 和 VA Autosampler。

IC 样品容器材质为聚丙烯 (PP) 塑料，面向医疗保健应用。生产和包装均在无菌和洁净室条件下进行（洁净室等级 7，依照 DIN ISO 14644 标准）。这保证了较小的污染度。随机检查样品容器是否可渗出阴离子和阳离子。



2 PCS 6.2744.010 压力螺丝5x
带UNF 10/32连接口。用于IC仪器，在线英蓝渗析（连接PEEK毛细管）



2 PCS

6.2744.060

螺纹堵头

用于 UNF 10/32。堵头在离子色谱中可用来例如密封柱。



1 PCS

6.2744.080

螺纹 M6 / UNF 10/32 适配器

带 M6 外螺纹。用于离子色谱仪器。




2 PCS

6.2744.160

连接头 /UNF 10/32 连接器，带安全装置


安全连接装置，用于将泵管连接到一个螺丝连接头上。



1 PCS

6.2744.290

T形连接头 3 × UNF 10/32，带支架



4 PCS

6.2747.010

样品管 50 mL

带蓝色螺纹密封件和 mL 刻度。每套 25 个。




1 PCS

6.2751.110

安全盖板

用于高级 IC/VA 样品处理器的安全盖板。



1 PCS


6.2846.000

氧化锆样品针头

用于伏安测量中样品处理器和 Autosampler 的样品针。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2041.780	样品架 65 x 11 mL + 25 x 50 mL 用于 65 个 11 mL 样品架 (6.2743.050) 和 25 个 50 mL 样品管 (6.02743.030) 的多排样品盘	
6.2041.770	样品架 211 x 11mL 用于 211 个分别 11 mL 样品容器 (6.2743.050) 的多排样品架	
6.5339.620	装备：807 Dosing Unit, 用于 Professional VA 伏安测量/CVS 仪器 的移液系统 全自动化 CVS 移液系统与 858 Professional Sample Processor 联用的附件。包含 5 mL 和 50 mL 807 Dosing Unit 各一个、透明玻璃瓶 2 L、移液管、冲洗站、安全盖板和附件。无 Dosino。	