




863 Compact VA Autosampler

2.863.0020

863 Compact VA Autosampler 是一台即节省空间又价格经济的自动进样器，可在伏安测量痕量分析中与 797 VA Computrace 联用方便地实现 VA 系统自动化。它可高度精确地测定多达 18 种 5 至 11 mL 类似样品的小型系列。

通过内置的蠕动泵来进行样品转移。该仪器供货时配有内置的样品架、大量配件和连接电缆，可构建一套完整的工作台。

Scope of delivery 2.863.0020

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.863.0010	863 Compact IC Autosampler

863 Compact IC Autosampler 是进行常规分析的理想助手。使用该仪器可使各种瑞士万通离子色谱实现自动化。




1 PCS

6.1822.410

PEEK连接毛细管

连接毛细管，用在样品转换器上进行样品转移，1 x M6，内径 0.5毫米，用于痕量分析




2 PCS

6.1826.020

PVC 泵管（蓝色/蓝色）

用于在线IC分析仪及伏安测定法的自动化



1 PCS

6.1831.050

PEEK 毛细管，内径0.5 毫米，40厘米

用于在线英蓝渗析与样品转换器。用于IC英蓝渗析单元，离子色谱样品处理系统，集成型自动样品处理系统，英蓝渗析型离子色谱样品处理系统，IC液体处理英蓝渗析单元，集成型自动样品处理系统



1 PCS

6.2141.230

远程连接集成型样品处理系统/集成型自动样品处理系统 和 Titrino plus -/泵单元的电缆。

远程连接集成型样品处理系统/集成型 自动样品处理系统 和 Titrino plus 和/或 泵单元的电缆。



1 PCS 6.2151.100 USB适配器， MINI (OTG) / USB A
用于连接的USB仪器。



1 PCS 6.2621.090 1/2英寸扳手
用于1/2英寸的螺丝。用于IC样品处理器



1 PCS 6.2621.130 六角扳手 (Hexagon key) , 2毫米
2 mm.



1 PCS 6.2621.140 六角扳手 (Hexagon key) , 2.5毫米



1 PCS

6.2739.000

扳手

用于拧紧连接器



1 PCS

6.2743.057

样品容器 11 mL

200 件。用于 IC Sample Processors 和 VA Autosampler。

IC 样品容器材质为聚丙烯 (PP) 塑料，面向医疗保健应用。生产和包装均在无菌和洁净室条件下进行（洁净室等级 7，依照 DIN ISO 14644 标准）。这保证了较小的污染度。随机检查样品容器是否可渗出阴离子和阳离子。



1 PCS

6.2744.070

压力螺丝（短）

较短的版本。带UNF 10/32连接口。5件装。PEEK泵头的备用件。




2 PCS

6.2744.160

接头 /UNF 10/32 连接器，带安全装置

安全连接装置，用于将泵管连接到一个螺丝连接头上。



1 PCS

6.2833.030

863集成型自动取样器使用的针固定器 1/8 吋

863集成型自动取样器使用的针固定器 1/8 吋



1 PCS

6.2846.000

氧化锆样品针头

用于伏安测量中样品处理器和 Autosampler 的样品针。



Optional accessories

Order no.	Description	
2.843.0040	843 VA Membrane Pump Station, 用于紧凑型 VA 系统 843 隔膜泵站有两个内置的隔膜泵，可直接由 797 伏安极谱仪借助远程控制信号来控制这两个泵。可自动冲洗并在 VA 和 CVS 系统中通过 797 VA Computrace 半自动及全自动清空量杯。 用于伏安测量的仪器型号中包含了自动冲洗和清空量杯的完整配件。	
2.843.0140	843 VA Peristaltic Pump Station, 用于紧凑型 VA 系统 843 蠕动泵站有两个内置的蠕动泵，可直接由 797 伏安极谱仪借助远程控制信号来控制这两个泵。可自动冲洗并在 VA 和 CVS 系统中通过 797 VA Computrace 半自动及全自动清空量杯。 用于伏安测量的仪器型号中包含了自动冲洗和清空量杯的完整配件。	
6.2723.310	Titrimo Plus 的保护罩盖 显示屏和键盘的保护罩盖，用于 Titrimo plus 系列的所有仪器。 适用于：848 Titrimo plus、862 Compact Titrosampler、863 Compact Autosampler、865 Dosimat plus、869 Compact Sample Changer、870 KF Titrimo plus、876 Dosimat plus、877 Titrimo plus、899 Coulometer。	
6.2743.050	样品容器 11 mL 2000 件。用于 IC Sample Processors 和 VA Autosampler。 IC 样品容器材质为聚丙烯 (PP) 塑料，面向医疗保健应用。生产和包装均在无菌和洁净室条件下进行（洁净室等级 7，依照 DIN ISO 14644 标准）。这保证了较小的污染度。随机检查样品容器是否可渗出阴离子和阳离子。	