



889 IC Sample Center

2.889.0010

889 IC Sample Center 是一款功能强大的高通量自动样品处理器，是应对现代化分析实验室挑战的优选设备。进样使用 x-y-z 原则和高分辨剂量系统。仪器采用双针系统，允许在分析时使用加盖或者带隔片的玻璃容器。889 IC Sample Center 的自动进样通过一个 PEEK（聚醚醚酮）进样阀完成。在样品量极少时，该仪器是您最理想的自动化解决方案。

Scope of delivery 2.889.0010

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.889.0010	889 IC Sample Center

889 IC Sample Center 是一款功能强大的高通量自动样品处理器，是应对现代化分析实验室挑战的优选设备。进样使用 x-y-z 原则和高分辨剂量系统。仪器采用双针系统，允许在分析时使用加盖或者带隔片的玻璃容器。889 IC Sample Center 的自动进样通过一个 PEEK（聚醚醚酮）进样阀完成。在样品量极少时，该仪器是您最理想的自动化解决方案。



1 PCS 6.1608.110 洗瓶 250 mL, 适用于 IC Sample Center
洗瓶, 用于 IC Sample Center 中的冲洗溶液。



2 PCS 6.1807.010 用于内径6-9毫米连接管的Y型连接器
连接器, 用于废液管



2 PCS 6.1816.070 硅管 8/12 mm, 1m
用于 IC Sample Center



1 PCS 6.1831.010 PEEK 毛细管, 内径0.25 毫米 / 3 米
用于所有IC 元件。



2 PCS 6.2041.200 样品架, 48 x 11 mL, (Al)

与 889 IC Sample Center 适配的样品架, 用于 48 个样品容器。可使用以下样品容器: 6.2743.100、6.2743.107、6.2743.110、6.2743.117。

材料: 铝 (Al)



1 PCS 6.2151.020 电缆, USB A - USB B, 1.8米
USB连接电缆



1 PCS 6.2743.107 PP 样品瓶, 0.7 mL, 用于 IC Sample Center, 100
个
100 个样品容器



1 PCS 6.2743.127 用于 6.2743.1XX Si/PTFE 的隔垫
100 个



1 PCS

6.2744.010

压力螺丝5x

带UNF 10/32接口。用于IC仪器，在线英蓝渗析（连接PEEK毛细管）



1 PCS



6.2816.200

进气针 80 mm，黑色

适用于 IC Sample Center




Optional accessories

Order no.	Description	
6.1562.170	Tefzel 输送管 1000 µL 适用于 IC Sample Center。	
6.1829.060	注射单元用毛细管套件 用于 IC Sample Center	
6.2743.100	PP 样品瓶, 0.7 mL, 用于 IC Sample Center, 1000 个 1000 个样品容器	
6.2743.110	PP 样品瓶, 0.3 mL, 用于 IC Sample Center, 1000 个 1000 个样品容器	

6.2743.117 PP 样品瓶, 0.3 mL, 用于 IC Sample Center, 100 个
100 个样品容器。



6.2743.120 用于 6.2743.1XX Si/PTFE 的隔垫
1000 个



6.2816.210 毛细管针, 15 μ L
用于 IC Sample Center



6.5333.000 用于离子色谱的 IQ/OQ 套件
用于离子色谱的 IQ/OQ 套件包括了离子色谱中的 IQ/OQ 需要的所有部件和标准溶液。




6.7303.100 玻璃小管, 1.5 mL, 100 只

用于与以下自动进样器搭配使用: Liquid Autosampler CIC (TEI)、MMS 5000 Autosampler (AJ) 和 889 Sample Center。



6.7303.110 67303100 的隔垫, 100 个

用于与以下自动进样器上的 67303100 玻璃小管搭配使用: Liquid Autosampler CIC (TEI)、MMS 5000 Autosampler (AJ) 和 889 Sample Center。



6.2041.210 样品架, 12 x 6 mL, (Al)


与 889 IC Sample Center 适配的样品架, 用于 12 个样品容器。可使用以下样品容器: 6.2419.000。

材料: 铝 (Al)



6.1448.050 铝隔膜盖/ 1000片

包括铝密封铝箔。



6.2419.000 样品瓶 6 mL, 1000 件

样品瓶, 用于最多 6 mL 样品, 适用于隔垫 6.1448.050, 1000 件



6.2621.110 弯边钳

弯边钳, 用于密封6 毫升的样品瓶。与774卡氏炉样品处理系统一起使用。



6.2420.007 带螺纹的 8 mL 样品瓶, 100 个

带螺纹的 8 mL 样品瓶, 适用于转锁 6.1448.067, 100 个



6.1448.067 带隔垫的转锁, 100 个

带隔垫的转锁, 适用于 8 mL 样品瓶, 6.2420.007, 100 个

