



909 UV Digester 紫外消解器 (230 V)

2.909.0014

用于紫外线光解低等至中等有机负荷的水样品的分解仪器。 用于在伏安法、离子色谱法和光谱法（AAS、ICP）中进行测定痕量元素的样品准备。 内置集成的仪器连同操作单元和潮湿部件。 配备气冷装置和调节分解温度及时间的自动控制系统。 可处理 12 种样品，每种样品体积最多为 12 mL。 该仪器适用于 220 – 240 V 及 50 – 60 Hz。

Scope of delivery 2.909.0014

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.909.0014	909 UV Digester 紫外消解器 (230 V)

用于紫外线光解低等至中等有机负荷的水样品的分解仪器。 用于在伏安法、离子色谱法和光谱法（AAS、ICP）中进行测定痕量元素的样品准备。 内置集成的仪器连同操作单元和潮湿部件。 配备气冷装置和调节分解温度及时间的自动控制系统。 可处理 12 种样品，每种样品体积最多为 12 mL。 该仪器适用于 220 – 240 V 及 50 – 60 Hz。




1 PCS

6.1110.010

Pt 1000 温度传感器，用于 909 UV Digester

玻璃材质 Pt1000 温度探针（B 级），带固定电缆（0.5 m），用于连接到 909 UV Digester 上。



12 PCS

6.1446.100

PTFE（聚四氟乙烯）塞子，用于 UV（紫外）石英样品容器 12 mL

用于石英样品容器 6.2414.000



1 PCS

6.1446.190

适用于 Pt1000 温度传感器的温度计塞

适用于 Pt1000 温度传感器 6.1110.010 和石英样品容器 12 mL 6.2414.000.



1 PCS

6.2008.040

存放容器

与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。



1 PCS 6.2041.240 样品架，用于 12 个石英样品容器 12 mL

用于 909 UV Digester。



1 PCS 6.2225.000 紫外线警告标识

用于 909 UV Digester



12 PCS 6.2414.000 石英样品杯，12 毫升

用于705型 UV 消解器



1 PCS 6.2621.100 内六角扳手，3 mm，用于 IC Sample Processor



1 PCS

6.2745.100

紫外线防护板

用于 909 UV Digester。



1 PCS

6.2804.090

UV 汞蒸气灯

用于 909 UV Digester 的中压水银灯。



Optional accessories

Order no.	Description
6.2042.050	间隔件，用于 Pt1000 温度传感器