



带 Pt1000 的 Ecotrode Gel

6.00221.600

免维护 pH 电极（凝胶电解质），带有集成温度传感器（Pt1000），用于类似样品中的常规 pH 测量。电极储存在 $c(\text{KCl}) = \text{饱和}$ (6.2308.000)，不适用于离子含量低的溶液。
老化指示器提前显示需要更换电极。

Scope of delivery 6.00221.600

Qt.	Order no.	Description
1 Stk	6.1236.050	套管，SGJ 14/12 毫米
		套管，SGJ 14/12 毫米，聚乙烯



1 Stk

6.2008.040

存放容器

与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。



Optional accessories

Order no.	Description
6.2308.000	电解质 KCl-sat. (250 mL) 电解质 KCl（饱和），250 mL



6.2104.600	用于插头 U/插头 F 2x2 mm B 的电极电缆，1m 用于通过万通插头 U 将电极连接在万通设备上（插座 F）。
------------	--



6.2104.610	用于插头 U/插头 F + 2x2 mm B 的电极电缆，2m 用于通过万通插头 U 将电极连接在万通设备上（插座 F）。
------------	--

