



微型 Au Titrode (安装长度 30.8 cm)

6.00435.120

带 pH 玻璃膜的组合式金环形电极，用作参比电极，安装长度 = 30.8 cm，直径渐缩至 6.4 mm。

该免维护电极适用于 pH 值恒定的氧化还原滴定，例如：

- 测定化学需氧量 (CSB，铁素体滴定)
- 测定青霉素和氨苄青霉素
- 用 $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$ 滴定
- 存在铬或铁时的滴定

该电极存放在蒸馏水中。

Optional accessories

Order no.	Description
-----------	-------------

6.2104.020 1米的电极电缆，F

用于将带瑞士万通G型插入式连接头的电极连接到瑞士万通测试仪（F型插座）。

