



电导电极 $c = 1.6 \text{ cm}^{-1}$ ，带 Pt1000（固定电缆，0.65 m）

6.00929.140

带池常数的 3 导体电导电极 $c = 1.6 \text{ cm}^{-1}$ (指导数值)，集成有温度探针 Pt1000 和固定电缆 (0.65 m)，用于连接到 OMNIS 电导率测量模块上。

该传感器适用于测量较高的电导率 (0.1 至 1000 mS/cm)，例如：

- 海水
- 冲洗水
- 生理溶液

Scope of delivery 6.00929.140

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

20 Stk

6.1236.050 套管, SGJ 14/12 毫米

套管, SGJ 14/12 毫米, 聚乙烯



20 Stk

6.2008.040 存放容器

与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2301.060	KCl离子标准, 250毫升 KCl离子标准 (250毫升, $c(\text{离子}) = 0.1000 \pm 0.0005 \text{ mol/L}$) , 也可用作电导率测量的标准溶液。	
6.02101.020	电导测量模块 OMNIS Titrator 或滴定模块的测量通道, 用于连接电导电极。	