



Metrosep C Trap 1 - 30/4.0

6.01015.030

高容量的短阳离子柱，用于清洗淋洗液流。即便是质量级别高的化学品试剂，例如 «Ultrapur» 或 «puriss» 仍可能有极少阳离子杂质。Metrosep C Trap 1 - 30/4.0 能确保安全拦截这些杂质。

Scope of delivery 6.01015.030

Qt.	Order no.	Description
2 PCS	6.2744.060	螺纹堵头

用于 UNF 10/32。堵头在离子色谱中可用来例如密封柱。

