



Metrosep A Supp 4 - 250/2.0

6.01021.230

微孔径柱 Metrosep A Supp 4 - 250/2.0 是极为坚固的色谱柱，具有十分优秀的分离性能。分离阶段包含聚乙烯醇颗粒，带季铵基团，直径为 9 μm 。此结构能确保高稳定性，对可通过内置过滤板的细微颗粒允差更大。Metrosep A Supp 4 - 250/2.0 的离子交换容量中等，特别适用于水分分析中的所有常规工作。

Optional accessories

Order no.	Description
6.01021.600	Metrosep A Supp 4 Guard/2.0
	Metrosep A Supp 4 Guard/2.0 对阴离子柱 Metrosep A Supp 4 - 250/2.0 进行可靠保护，使其不受样品或淋洗液的污染。

