



Metrosep A Supp 18 - 250/4.0

6.01033.430

Metrosep A Supp 18 柱的选择性是专门为使用氢氧化物淋洗液工作而设计的。Metrosep A Supp 18 - 250/4.0 是长版本 A Supp 18 柱。由于 3.5 μm 的小颗粒大小实现了较高的分离效率。由于具有对称波峰，因此即使在较低的 $\mu\text{g/L}$ 浓度范围内也能够轻松测定阴离子。除标准阴离子外，Metrosep A Supp 18 - 250/4.0 特别适合在环境温度下对氧卤化物亚氯酸盐、溴酸盐和氯酸盐进行分离。

Optional accessories

Order no.	Description
6.01033.500	Metrosep A Supp 18 Guard/4.0
	Metrosep A Supp 18 Guard/4.0 保护柱可有效保护分析用分离柱 Metrosep A Supp 18，使其免受样品或淋洗液产生的污染。它含有与 Metrosep A Supp 18 分离柱相同的分离材料，也同样由 PEEK（聚醚醚酮）制成，并直接以几乎无死点容积的方式拧到相应分离柱上（«On Column Guard System»）。保护柱将延长分析用柱的使用寿命，并且不会影响其色谱分离效率。

