



Metrosep A Supp 18 Guard/4.0

6.01033.500

Metrosep A Supp 18 Guard/4.0 保护柱可有效保护分析用分离柱 Metrosep A Supp 18，使其免受样品或淋洗液产生的污染。它含有与 Metrosep A Supp 18 分离柱相同的分离材料，也同样由 PEEK（聚醚醚酮）制成，并直接以几乎无死点容积的方式拧到相应分离柱上（«On Column Guard System»）。保护柱将延长分析用柱的使用寿命，并且不会影响其色谱分离效率。

Scope of delivery 6.01033.500

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.2744.060	螺纹堵头

用于 UNF 10/32。堵头在离子色谱中可用来例如密封柱。

