



Metrosep A Supp 19 - 250/2.0

6.01034.230

Metrosep A Supp 19 - 250/2.0 是 Metrosep A Supp 19 微径系列中的高容量型号。基于 Metrosep A Supp 19 固定相优异的选择性和峰对称性，这款加长型 2mm 色谱柱显著提升了容量，可在高度复杂的样品基质中实现可靠的分离与定量。其窄径柱设计确保高效分离且淋洗液消耗量低，而更长的规格则可提升难分离分析物组合的分离度。

凭借更高的容量，Metrosep A Supp 19 - 250/2.0 在 150/2.0 类型已达极限的应用中表现出色，例如基质负荷较高的环境样品、工业废水，或同时含有常规阴离子与有机酸且浓度范围广泛的样品。加长柱长确保了卓越的分离能力与稳定性能，即使面对强基质干扰也依然可靠。

Metrosep A Supp 19 - 250/2.0 固有流速低，尤其适用于 IC-MS 联用。微径规格可降低质谱检测中的背景噪音并提升灵敏度，使其成为需要痕量水平定量、高选择性及稳定基线的实验室的理想选择。

Scope of delivery 6.01034.230

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

2 PCS

6.2744.060

螺纹堵头

用于 UNF 10/32。堵头在离子色谱中可用来例如密封柱。



Optional accessories

Order no.	Description
6.01034.600	Metrosep A Supp 19 Guard/2.0
	Metrosep A Supp 19 Guard/2.0 可以可靠防护 Metrosep A Supp 19 微径产品系列阴离子分离柱，免受样品或淋洗液中的污染物影响，从而显著延长使用寿命。Metrosep A Supp 19 产品系列保护柱与分离柱均采用 PEEK 材质，并装填相同材料。这确保色谱分离效率不受任何限制。

