



Metrosep A Supp 19 - 150/4.0

6.01034.420

出色的分离性能和高容量 - Metrosep A Supp 19 产品系列因此在色谱柱产品品类中脱颖而出。其特点在于较好的峰对称性和选择性，以及较高的热、机械和化学稳定性，其因此在更高流速和压力下极其坚固和稳定。

150 mm 仪器型号被认为是阴离子色谱的标准色谱柱，因为其可靠解决了大多数应用，并且用途非常广泛。Metrosep A Supp 19 - 150/4.0 分离柱容量高，因此特别适用于具有要求严苛基质的复杂应用。Metrosep A Supp 19 - 150/4.0 具有出色的分离性能，因此应用领域非常广泛，例如包括以下应用：

- 测定各种水样中的标准阴离子（氟离子、氯离子、亚硝酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根和硫酸根）；
- 测定复杂样品基质中的标准阴离子和有机酸，例如：环境或食品样品；
- 测定锅炉给水中的标准阴离子和有机酸，保障电厂安全运行；
- 测定药物样品中的标准阴离子。

Scope of delivery 6.01034.420

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

2 PCS

6.2744.060

螺纹堵头

用于 UNF 10/32。堵头在离子色谱中可用来例如密封柱。

