



Metrosep A Supp 19 - 250/4.0

6.01034.430

出色的分离性能和高容量 - Metrosep A Supp 19 产品系列因此在色谱柱产品品类中脱颖而出。其特点在于佳峰对称性和选择性，以及较高的热、机械和化学稳定性，其因此在更高流速和压力下其坚固和稳定。

Metrosep A Supp 19 产品系列通过这款长的 250 mm 仪器型号补充了一种高性能分离柱。其稳定的填料保证了分离柱具有长使用寿命。其具有非常好的分离效率，因此适用于复杂的应用挑战。并且，这种阴离子分离柱的应用远超出标准应用。

由于 Metrosep A Supp 19 - 250/4.0 这款分离柱容量高，再加上佳的底板数，因此即使是要求苛刻的样品基质，也可以通过这款分离柱轻松掌控。

该分离柱也可以很好地用于梯度应用，以进一步优化分离，例如：测定低分子有机酸时。

Scope of delivery 6.01034.430

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

2 PCS

6.2744.060

螺纹堵头

用于 UNF 10/32。堵头在离子色谱中可用来例如密封柱。

