



Metrosep A Supp 19 - 50/4.0

6.01034.450

卓越的分离性能和高容量是 Metrosep A Supp 19 产品系列的核心特点。作为该系列中最短的型号，Metrosep A Supp 19 - 50/4.0 将这些优势提升到了新的高度，适用于需要超快速分析的应用。凭借极短的淋洗时间和出色的峰形，这款分离柱专为那些追求最大样品通量且同时不牺牲可靠性的实验室而设计。

尽管柱长较短，Metrosep A Supp 19 - 50/4.0 仍能在高流速和高压力条件下提供高度稳定的性能，并确保拥有与整个 Metrosep A Supp 19 系列相同的机械、热和化学稳定性。这使其成为速度、稳定性和重现性至关重要的快速常规分析的理想选择。

凭借其优化的填料和高阴离子交换容量，Metrosep A Supp 19 - 50/4.0 仅在 4 分钟内就能可靠地完成标准阴离子的测定。其极短的运行时间可实现极高的样品通量，为第三方检测实验室、筛查流程以及所有以高效离子色谱为核心的环境带来显著优势。

Scope of delivery 6.01034.450

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

2 PCS

6.2744.060

螺纹堵头

用于 UNF 10/32。堵头在离子色谱中可用来例如密封柱。



Optional accessories

Order no.	Description
6.01034.500	Metrosep A Supp 19 Guard/4.0 Metrosep A Supp 19 Guard/4.0 对 Metrosep A Supp 19 产品系列的阴离子分离柱进行保护，使其不受样品或洗淋液污染，并从而显着延长其使用寿命。Metrosep A Supp 19 产品系列的保护柱和分离柱材质为 PEEK，并用相同材料填充。这确保了色谱分离效率不会受到任何不利影响。 «On Column Guard System» 的作用是，便于直接并且方便地将保护柱拧到阴离子分离柱上。Metrosep A Supp 19 Guard/4.0 价格优惠且操作简单，因此是保护分离柱的理想选择。

