



Metrosep A Supp 20 - 150/4.0

6.01035.420

Metrosep A Supp 20 - 150/4.0 是一款先进的阴离子色谱柱，设计用于为合规及高级应用提供高质量分离。其卓越的分离效率使其非常适用于需要精确测定标准阴离子和含氧卤化物的方法，包括 US EPA 300.1 A 和 B 部分以及 ISO 10304 第 1 和第 4 部分等标准。凭借在不同样品类型中稳定可靠的性能，它为实验室在常规分析和合规性要求的阴离子检测方面提供了稳定的解决方案。

Metrosep A Supp 20 - 150/4.0 基于耐用的聚苯乙烯/二乙烯基苯基材，其选择性针对等度碳酸盐淋洗液进行了优化，为日常阴离子色谱工作流程提供了尤为稳定且易于操作的解决方案。这确保了出色的长期稳定性，并与广泛应用的离子色谱方法完全兼容。

凭借其高阴离子交换容量，Metrosep A Supp 20 - 150/4.0 能够覆盖通常由高容量阴离子色谱柱处理的全范围应用，包括含氧卤化物、标准阴离子和二氯乙酸盐的测定。作为 Metrosep A Supp 20 系列的短柱型号，150/4.0 类型可为各种样品类型提供快速、准确的分析，适用于大多数测定。

Scope of delivery 6.01035.420

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

2 PCS

6.2744.060

螺纹堵头

用于 UNF 10/32。堵头在离子色谱中可用来例如密封柱。



Optional accessories

Order no.	Description
6.01035.500	Metrosep A Supp 20 Guard/4.0

Metrosep A Supp 20 Guard/4.0 可有效阻挡样品或淋洗液中的污染物进入分离柱，为 Metrosep A Supp 20 分析柱提供可靠保护。该保护柱装填与对应分析柱相同的固定相，采用化学稳定性优异的 PEEK 柱管，可在不影响色谱分离质量的前提下，保护色谱柱性能并延长主分析柱使用寿命。

