



Metrosep A Supp 20 - 250/4.0

6.01035.430

Metrosep A Supp 20 - 250/4.0 是一款先进的阴离子色谱柱，设计用于合规及方法驱动型应用中的高质量分离。凭借加长柱长与卓越分离效率，它非常适合严格按照 US EPA 300.1 A 和 B 及 ISO 10304 1 和 4 标准，对常规阴离子和含氧卤化物进行精准测定。其在各类水质与基质中表现稳定，使其成为需要一致性、合规性阴离子分析的实验室可靠选择。

Metrosep A Supp 20 - 250/4.0 基于耐用的聚苯乙烯/二乙烯基苯基材，其选择性针对等度碳酸盐淋洗液进行了优化，为长期离子色谱操作提供了尤为稳定且易于操作的解决方案。Metrosep A Supp 20 的长柱类型具有更高的分辨率，提供了更强的分离能力，并增强了对复杂样品基质的兼容性。

Metrosep A Supp 20 - 250/4.0 非常适合涉及环境样品、工业废水及其他复杂样品基质的高要求应用。它能够覆盖通常由高容量阴离子色谱柱处理的全范围应用，侧重于含氧卤化物、标准阴离子和二氯乙酸盐的测定，同时提供了卓越的方法稳健性和分析灵活性。

Scope of delivery 6.01035.430

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

2 PCS

6.2744.060

螺纹堵头

用于 UNF 10/32。堵头在离子色谱中可用来例如密封柱。



Optional accessories

Order no.	Description
6.01035.500	Metrosep A Supp 20 Guard/4.0 Metrosep A Supp 20 Guard/4.0 可有效阻挡样品或淋洗液中的污染物进入分离柱，为 Metrosep A Supp 20 分析柱提供可靠保护。该保护柱装填与对应分析柱相同的固定相，采用化学稳定性优异的 PEEK 柱管，可在不影响色谱分离质量的前提下，保护色谱柱性能并延长主分析柱使用寿命。

