



Metrosep A Supp 20 Guard/4.0

6.01035.500

Metrosep A Supp 20 Guard/4.0 可有效阻挡样品或淋洗液中的污染物进入分离柱，为 Metrosep A Supp 20 分析柱提供可靠保护。该保护柱装填与对应分析柱相同的固定相，采用化学稳定性优异的 PEEK 柱管，可在不影响色谱分离质量的前提下，保护色谱柱性能并延长主分析柱使用寿命。

Scope of delivery 6.01035.500

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.2744.060	螺纹堵头

用于 UNF 10/32。堵头在离子色谱中可用来例如密封柱。

