



# Metrosep A Supp 21 - 150/4.0

6.01036.420

Metrosep A Supp 21 柱设计使用氢氧化物基淋洗液运行，可提供出色的分离效率以及较高的容量。基于亲水性聚苯乙烯/二乙烯基苯的小颗粒（4.6  $\mu\text{m}$ ）保证了较小的峰值。固定相具有高温、压力和 pH 值稳定性，因此适合较差的作业条件。

更短小版本的 Metrosep A Supp 21 - 150/4.0 适合在环境温度下测定所有类型水样中的标准阴离子（氟离子、氯离子、亚硝酸根、溴离子、硝酸根、硫酸根和磷酸根）。凭借分离效率，它超越了 US EPA 方法 300.1 A 和 DIN EN ISO 10304-1 标准的要求。柱的高容量可在低  $\mu\text{g/L}$  浓度下实现阴离子的量化，即使是在高挑战性的样品基体中，也有出色的重现性。

Scope of delivery 6.01036.420

| Qt. | Order no. | Description |
|-----|-----------|-------------|
|-----|-----------|-------------|

2 PCS

6.2744.060

螺纹堵头

用于 UNF 10/32。堵头在离子色谱中可用来例如密封柱。

