



Metrosep C 6 - 100/2.0

6.01051.210

微孔径 Metrosep C 6 柱的 100 mm 型号版本适用于测定诸如饮用水中的标准阳离子。这将得到较短的保留时间，并且伴随着相对较好的钠/铵分离效果。C 6 材料容量高，允许较大的样品体积。

该柱适合用在 IC-MS 联用中。

Scope of delivery 6.01051.210

Qt.	Order no.	Description
2 PCS	6.2744.060	螺纹堵头

用于 UNF 10/32。堵头在离子色谱中可用来例如密封柱。



Optional accessories

Order no.	Description
6.01051.600	Metrosep C 6 Guard/2.0 Metrosep C 6 Guard/2.0 包含 C-6 柱材料，用于防微粒和防污染。用它可显著延长分析用分离柱的使用寿命。Metrosep C 6 Guard/2.0 按照 «On Column Guard System» 来运行，可几乎无死点容积地直接安装到相应分离柱上。

