



Metrosep C 6 - 250/2.0

6.01051.230

Metrosep C 6 - 250/2.0 是 C-6 系列中最高容量的微孔径阳离子柱。适用于对分离效率有极高要求的应用。使用该柱可对浓度差异极大的样品进行可靠的分析。尤其是钠和铵可被极佳分离。

该柱适合用在 IC-MS 联用中。

Scope of delivery 6.01051.230

Qt.	Order no.	Description
2 PCS	6.2744.060	螺纹堵头

用于 UNF 10/32。堵头在离子色谱中可用来例如密封柱。



Optional accessories

Order no.	Description
6.01051.600	Metrosep C 6 Guard/2.0 Metrosep C 6 Guard/2.0 包含 C-6 柱材料，用于防微粒和防污染。用它可显著延长分析用分离柱的使用寿命。Metrosep C 6 Guard/2.0 按照 «On Column Guard System» 来运行，可几乎无死点容积地直接安装到相应分离柱上。

