



Metrosep C Supp 2 - 100/4.0

6.01053.410

Metrosep C-Supp-2 分离材料基于一种带羧基的聚苯乙烯-二乙烯苯共聚物。其适用于分离和测定单价和二价阳离子。这种 Metrosep C Supp 2 - 100/4.0 柱是 Metrosep C-Supp-2 系列中最短的分离柱。其特别适用于标准阳离子的痕量分析。由于基线噪音较深，在序列抑制法后达到 $\mu\text{g/L}$ 范围内的测定极限。

Scope of delivery 6.01053.410

Qt.	Order no.	Description
2 PCS	6.2744.060	螺纹堵头

用于 UNF 10/32。堵头在离子色谱中可用来例如密封柱。



Optional accessories

Order no.	Description
6.01053.500	Metrosep C Supp 2 Guard/4.0 Metrosep C Supp 2 Guard/4.0 含有 C-Supp-2 柱材料，用于保护 Metrosep-C-Supp-2 阳离子柱。细小颗粒和杂质均会被挡住，由此将明显延长分析用分离柱的使用寿命。Metrosep C Supp 2 Guard/4.0 也按照 «On Column Guard System» 原理来工作，几乎无死点容积地直接安装到相应分离柱上。

