



Metrosep C Supp 2 - 250/4.0

6.01053.430

Metrosep C-Supp-2 系列长的分离柱是 Metrosep C Supp 2 - 250/4.0。Metrosep C-Supp-2 分离材料基于一种带羧基的聚苯乙烯-二乙烯苯共聚物。由于该分离材料经佳的钠/铵分离，故此该柱非常适用于除大量钠以外的小铵浓度测定。该柱可以搭配序列抑制法使用。故此，其特别适用于测定平均 $\mu\text{g/L}$ 范围及以下的浓度。

Scope of delivery 6.01053.430

Qt.	Order no.	Description
2 PCS	6.2744.060	螺纹堵头

用于 UNF 10/32。堵头在离子色谱中可用来例如密封柱。



Optional accessories

Order no.	Description
6.01053.500	Metrosep C Supp 2 Guard/4.0 Metrosep C Supp 2 Guard/4.0 含有 C-Supp-2 柱材料，用于保护 Metrosep-C-Supp-2 阳离子柱。细小颗粒和杂质均会被挡住，由此将明显延长分析用分离柱的使用寿命。Metrosep C Supp 2 Guard/4.0 也按照 «On Column Guard System» 原理来工作，几乎无死点容积地直接安装到相应分离柱上。

