



MetroSil RP 3 - 150/4.0

6.01070.420

MetroSil RP 3 - 150/4.0 是一个通用的 «Reversed Phase» 反相柱，具有中等容量，可使用水状淋洗液和水状样品。此属性对于离子色谱分析中的应用尤其重要。借助 MetroSil RP 3 - 150/4.0 可解决那些处于 HPLC 和离子色谱分析之间边界区域的应用问题。MetroSil RP 3 材料是一种 «终止链型» 的 C18 硅胶，其具有 120 埃的孔径。

Optional accessories

Order no.	Description
6.01070.500	MetroSil RP 3 Guard/4.0

MetroSil RP 3 Guard/4.0 用于保护 MetroSil RP 3 - 150/4.0 免受颗粒物和细菌的污染。

