



Metrosep Carb 2 - 100/2.0

6.01090.210

离子色谱柱 Metrosep Carb 2 - 100/2.0 是 Metrosep Carb 2 色谱柱的短微孔径款型，特别适
合使用碱性淋洗液和脉冲安培检测来测定碳水化合物。该大容量阴离子交换柱基于苯乙烯/二乙烯
基苯聚合物。它在 pH = 0 - 14 的范围内较稳定，可分离葡萄糖、果糖和蔗糖。此外还可用于分
析某些糖醇和低聚糖。在 100 mm 款型的 Metrosep Carb 2 分离柱上可达到较短的分析时间。

因淋洗液流速较小，该柱特别适用于 IC-MS 联用。


Scope of delivery 6.01090.210

Qt.	Order no.	Description
2 PCS	6.2744.060	螺纹堵头

用于 UNF 10/32。堵头在离子色谱中可用来例如密
封柱。



Optional accessories

Order no.	Description
6.01090.600	Metrosep Carb 2 Guard/2.0 微孔保护柱 Metrosep Carb 2 Guard/2.0 可有效去除污染，并由此保护用来分析的分离柱。该保护柱所选的设计型式使其不会对色谱分离造成影响。 
6.01806.000	PEEK（聚醚醚酮）毛细管 0.18 mm 内直径 / 2 m 供高压流体路径中使用，例如：作为 Metrosep Carb 2 色谱柱的预热毛细管，2 mm 款型（6.01090.2x0）。 
6.1015.200	Metrosep BO3 Trap 1 - 100/4.0 Trap 柱用于清除淋洗液中的硼酸污染。Metrosep BO₃ Trap 1 - 100/4.0 主要用于使用氢氧化物淋洗液分析碳水化合物。 
6.1015.300	Metrosep CO3 Trap 1 - 100/4.0 Trap 柱用于清除氢氧化物淋洗液中的碳酸盐痕量。 