



滴定头 3 个 NS14/4 个 6.4mm，用于 200 mL 一次性样品杯（P&P）

6.01403.060

具有 3 NS14 和 4x 6.4 mm 开孔的滴定头，可用于 OMNIS Sample Robot Pick&Place（配备 2 个收回的加液器尖管）的 Pick&Place 取放模块中的 200 mL PP 一次性样品杯 (6.1459.310) 或 150 mL 玻璃烧杯（高形状，无喷口）。已准备好装备冲洗和抽吸管。

Optional accessories

Order no.	Description
6.1829.050	用于伸入滴定头和机械臂的软管备用管 三条备用管带有薄尖管。



6.1459.310 塑料材质的一次性样品杯（PP），200 mL，1000 个

塑料材质的样品杯（聚丙烯，PP）200 mL，适用于 OMNIS 样品架 6.02041.020，样品架 6.2041.370 和 6.2041.830，1000 个。

