



20 – 90 mL 滴定杯

6.01406.220

用于 6014050X0 滴定杯上部的带有螺旋塞的 20 – 90 mL 滴定杯。

Optional accessories

Order no.	Description
6.01405.010	OMNIS 滴定杯上部，用于容量式卡尔·费休滴定法

滴定杯上部，用于通过一个 OMNIS Titrator 滴定仪进行容量式卡尔·费休滴定法滴定。



6.01405.040 OMNIS 滴定杯上部, 用于 Polytron 出品的滴定杯 601406XXX

滴定杯上部, 用于通过一个带 Polytron 的 OMNIS Titrator 滴定仪进行容量式卡尔·费休滴定法滴定。



6.01405.000 OMNIS 滴定杯上部 5 x 标准磨口 14

滴定杯上部, 含五个开孔 NS 14, 用于 601406XX0 滴定杯附螺纹密封件。

