




OMNIS Sample Robot M/L 的带盖储物盒

6.02007.020

在 OMNIS Sample Robot M 或 L 系统 中用于安装 OMNIS 泵模块或盲板结构 6.02007.000 的带盖储物盒。

Optional accessories

Order no.	Description
6.02710.000	KF Dis-Cover 盖子，用于 75 mL 的 OMNIS 样品杯，25 个

带密封件的盖子，用于在 OMNIS Sample Robot Pick&Place 系统中的样品杯 6.01402.000 和 6.01402.003 中进行容量式卡尔·费休滴定法。



6.02710.010 KF Dis-Cover 盖子，用于 120 mL 的 OMNIS 样品杯，16 个

带密封件的盖子，用于在 OMNIS Sample Robot Pick&Place 系统中的样品杯 6.01400.200、6.01400.300 和 6.01400.303 中进行容量式卡尔·费休滴定法。



6.02710.030 Dis-Cover 盖子，用于 75 mL 的 OMNIS 样品杯，25 个

OMNIS Sample Robot Pick&Place 系统中 75 mL 样品杯 6.01402.000 和 6.01402.003 用 DisCover 盖子。



6.02710.040 Dis-Cover 盖子，用于 120 mL 的 OMNIS 样品杯，16 个

OMNIS Sample Robot Pick&Place 系统中 120 mL 样品杯 6.01400.200、6.01400.300 和 6.01400.303 用 Dis-Cover 盖子。



6.02710.050 Dis-Cover 盖子，用于 250 mL 的 OMNIS 样品杯，9 个

OMNIS Sample Robot Pick&Place 系统中 250 mL 样品杯 6.01400.000、6.01400.003 和 6.01400.100 用 Dis-Cover 盖子。

