



# OMNIS 样品架 50 x 22mm

6.02041.110

OMNIS Sample Robot – NIR 的 OMNIS 样品架，适合 50 个直径 22 mm 的一次性样品瓶，适用于反射测量 (6.7402.130)。

## Scope of delivery 6.02041.110

| Qt.   | Order no.   | Description   |
|-------|-------------|---------------|
| 1 PCS | 6.02042.000 | 样品架标签固定件（3 个） |

样品架标签固定件用于在样品架上长期标注唯一性名称。

