



Ecotrode Gel (凝胶电极)

6.0221.100

用于滴定类似样品的免维护 pH 电极（凝胶电解质）。这个电极储存在 $c(\text{KCl}) = \text{sat.}$ (6.2308.000)，不适用于离子含量低的溶液。

老化指示器提前显示需要更换电极。

Scope of delivery 6.0221.100

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.1236.050	套管，SGJ 14/12 毫米
		套管，SGJ 14/12 毫米，聚乙烯



与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2104.020	1米的电极电缆， F 用于将带瑞士万通G型插入式连接头的电极连接到瑞士万通测试仪（F型插座）。	

6.2308.000	电解质 KCl-sat. (250 mL) 电解质 KCl（饱和）， 250 mL	
------------	--	---