




KF Dis-Cover 盖子，用于 75 mL 的 OMNIS 样品杯，25 个

6.02710.000

带密封件的盖子，用于在 OMNIS Sample Robot Pick&Place 系统中的样品杯 6.01402.000 和 6.01402.003 中进行容量式卡尔·费休滴定法。

Scope of delivery 6.02710.000

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.05700.160	密封的耗材套件，用于 KF Dis-Cover 盖子 6.02710.000

密封，用于更换盖子 6.02710.000，25 件。

