




## KF Dis-Cover 盖子，用于 120 mL 的 OMNIS 样品杯，16 个

6.02710.010

带密封件的盖子，用于在 OMNIS Sample Robot Pick&Place 系统中的样品杯 6.01400.200、6.01400.300 和 6.01400.303 中进行容量式卡尔·费休滴定法。

### Scope of delivery 6.02710.010

| Qt.   | Order no.   | Description                               |
|-------|-------------|-------------------------------------------|
| 1 PCS | 6.05700.170 | 密封的耗材套件，用于 KF Dis-Cover 盖子<br>6.02710.010 |

密封，用于更换盖子 6.02710.010，16 件



# Optional accessories

| Order no.   | Description                                                                        |                                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.01400.200 | 塑料样品杯 (PP) 120 mL，20 个<br><br>塑料材质的样品杯（聚丙烯，PP）120 mL，适用于 OMNIS 样品架 602041030，20 个。 |    |
| 6.01400.300 | 透明玻璃材质的样品杯 120 mL，20 个<br><br>透明玻璃材质的样品杯 120 mL，适用于 OMNIS 样品架 602041030，20 个。      |    |
| 6.01400.303 | 棕色玻璃材质的样品杯 120 mL，20 个<br><br>棕色玻璃材质的样品杯 120 mL，适用于 OMNIS 样品架 602041030，20 个       |  |