



PP 瓶，50 mL，12 只

6.02743.030

50 mL 瓶由聚丙烯 (PP) 塑料制成，可用于样品、标准、校验标准和冲洗液。在无菌和洁净室条件下进行生产和包装。这保证了较小的污染度。随机检查样品容器是否可渗出阴离子和阳离子。

Optional accessories

Order no.	Description
6.02743.100	无隔垫的螺盖，ID 14.2 mm

无隔垫的螺盖可与 PP 瓶 50 mL (6.02743.030) 搭配使用。可将有穿孔的塞子 (6.2743.070) 推入孔中并封闭瓶子。如果在 858 Professional Sample Processor 上使用标准针 (6.2846.010)，它可提供非常好的封口方式。



6.02743.090 带隔垫的转锁

带隔垫的螺盖完美适用于在较长时段内保存样品和标准液。带隔垫的螺盖，用于 50 mL PP 瓶 (6.02743.030)；125 ml PE 瓶 (6.1627.000) 和 50 ml PE 瓶 (6.1608.100)。

如果是 858 Professional Sample Processor，则必须安装经涂层的钢制样品针 (6.2624.200) 或 Pick-up-针 (6.2624.100)，以便将隔垫扎穿。



6.1627.100 带隔垫的螺盖，痕量分析

由于因隔垫导致的污染可忽略不计，因此隔垫旋转扣环适用于痕量分析。适合长时间保持标准。PE 瓶用隔垫旋转扣环，125 mL (6.1627.000) 和 PE 瓶，50 mL (6.1608.100)。



6.2041.780 样品架 65 x 11 mL + 25 x 50 mL

用于 65 个 11 mL 样品架 (6.2743.050) 和 25 个 50 mL 样品管 (6.02743.030) 的多排样品盘

