



OMNIS 2mL 计量管单元

6.03001.120

智能型计量管单元 2 mL，用于 OMNIS 滴定仪、滴定模块或 Dosing 模块。包括计量软管和防扩散滴管。

Scope of delivery 6.03001.120

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.01503.120	OMNIS 2 mL 计量管单元，无附件

智能型计量管单元 2 mL，用于 OMNIS Titrator、Titration Module 或 Dosing Module。无计量软管和防扩散滴管。



1 PCS

6.1446.030 球塞 (Ball stopper) / B-14/ (15)

用于将滴定头可移动式地固定在滴定杯中



2 PCS

6.1446.040 堵头螺丝 / M6



1 PCS

6.1543.200 滴定头 / 螺纹 M6

带防扩散阀的滴定头。



2 PCS

6.1805.100 FEP管 / M6 / 40厘米

带光照保护和扭折保护



1 PCS

6.2008.030

807 Dosing Unit 的滴管头支架

与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上滴定管头的支架。



1 PCS

6.2709.070

导向套管 (Guiding sleeve)

用于624, 673, 674样品转换器及6.2021.020与6.2021.030电极架上使用的6.1543.XXX tips



1 PCS

6.2739.000

扳手

用于拧紧连接器



Optional accessories

Order no.	Description
-----------	-------------

6.05700.140 OMNIS 计量管单元耗材套件

FEP 管路连接 M6（40 cm）以及适用于 6.03001.xxx 和 6.03004.xxx
OMNIS 计量管单元的防扩散滴管头。



6.05700.401 OMNIS 计量管单元 2 mL 耗材套件

OMNIS 计量管单元，2 mL，包括计量管、活塞、计量管底端、阀盘、定
心管和计量管外壳，包括已编程的数据芯片。

