



双铂板电极

6.0309.100

带两块铂板 (0.15 x 8 x 8 mm) 的玻璃鞘电极，两块铂板经极化，用于氧化还原滴定（双伏安滴定法）。该电极特别适用于

- 维生素 C 测定
- 电量的氮测定
- 溴指数
- 葡萄酒中的亚硫酸 (SO₂)
- 按照温克勒法的氧含量

Scope of delivery 6.0309.100

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 PCS

6.2008.040

存放容器

与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2104.020	1米的电极电缆，F 用于将带瑞士万通G型插入式连接头的电极连接到瑞士万通测试仪（F型插座）。	
