



用于库仑法分析的双铂丝电极

6.0341.100

指示电极，用于库仑法卡尔费休滴定。

Scope of delivery 6.0341.100

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.2008.040	存放容器

与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2104.020	1米的电极电缆，F 用于将带瑞士万通G型插入式连接头的电极连接到瑞士万通测试仪（F型插座）。	
