



## 微型 Pt Titrode (安装长度 17.8 cm)

6.0434.110

带 pH 玻璃膜的组合式铂环形电极，用作参比电极，安装长度 = 17.8 cm，直径渐缩至 6.4 mm。

该免维护电极适用于 pH 值恒定的氧化还原滴定，例如：

- 碘滴定
- 铬滴定
- 铈滴定
- 铁素体滴定

该电极存放在蒸馏水中。

### Optional accessories

| Order no. | Description |
|-----------|-------------|
|-----------|-------------|

6.2104.020 1米的电极电缆，F

用于将带瑞士万通G型插入式连接头的电极连接到瑞士万通测试仪（F型插座）。

