



组合式 Pt 环形电极

6.0451.100

带陶瓷柱隔膜的组合式铂环形电极。

该电极适用于 pH 值可变的氧化还原滴定，例如：

- 按照温克勒法的氧含量
- 用 KMnO_4 测定过氧化氢
- 重氮化滴定

作为参考电解液并进行制备时使用了 $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ 。

Scope of delivery 6.0451.100

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

100 Stk

6.1236.050

套管, SGJ 14/12 毫米

套管, SGJ 14/12 毫米, 聚乙烯



100 Stk

6.2008.040

存放容器

与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2308.020	电解液, 3 mol/L KCl (250 mL) 电解液c (KCl) = 3 mol/L, 250 mL (用于Ag/AgCl参比系统)	
6.2104.020	1米的电极电缆, F 用于将带瑞士万通G型插入式连接头的电极连接到瑞士万通测试仪 (F型插座)。	