



# iPt Titrode

6.0471.300

带 pH 玻璃膜且集成了传感器数据存储芯片的智能组合式铂环形电极，用作参比电极。  
该免维护电极适用于 pH 值恒定的氧化还原滴定，例如：

- 碘量法
- 重铬酸钾法
- 铈量法
- 高锰酸盐滴定法

该电极存放在蒸馏水中。

iTodes 可以在 Titrando、Ti-Touch 或 913/914 Metern 上使用。

## Optional accessories

| Order no. | Description |
|-----------|-------------|
|-----------|-------------|

2.854.0010

854 iConnect

854 iConnect - 智能电极 «iTrodes» 专用电极电缆和测量放大器（电缆长度 150 cm）。

