



离子色谱仪：英蓝超滤 2 - 拉模式

6.05330.010

附件组，用于英蓝超滤 2 - 拉模式。用于搭配 858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus 使用。

Scope of delivery 6.05330.010

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.2744.070	压力螺丝（短） 较短的版本。带UNF 10/32连接口。5件装。PEEK泵头的备用件。



1 PCS 6.2621.030 六角扳手 (Hexagon key) , 4毫米



1 PCS 6.1831.060 PEEK 毛细管, 内径0.5 毫米, 1 米

用于在线渗析与样品转换器。用于IC渗析单元, IC样品处理器, 紧凑型IC自动进样器, 过滤型IC样品处理器, 渗析型IC样品处理器, IC液体处理渗析单元



4 PCS 6.1803.040 PTFE 毛细管, 内径 0.5 毫米 / 1 米

毛细管, 用于IC的样品操作。



1 PCS 6.2744.030 4 个 Olive/UNF 10/32 两通

连接压力螺丝和泵管。4 个。用于带有蠕动泵的离子色谱仪



1 PCS

6.02057.030 超滤池 2 的支架

支架，用于将 6.02729.110 超滤池 2 安装在 858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus 上。



1 PCS

6.02729.110 超滤池 2

用于搭配 858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus 对样本进行英蓝超滤。可选择用来替代用喷射附加过滤器进行费事的手动过滤。



1 PCS

6.1826.330 泵管 LFL（橙色/白色），三个堵头

用于所有带蠕动泵的IC分析仪。



1 PCS

6.1826.390 泵管 LFL（黄色/黄色），三个堵头

用于样品溶液，用在在线过滤中。



1 PCS 6.2714.020 再生纤维素过滤膜, 0.2 μm , 50 件

公称孔径大小: 0.2 μm 。每套 50 件。用于英蓝超滤。



1 PCS 6.2744.000 压力螺丝, PVDF

带UNF 10/32连接口。用于IC仪器, 在线渗析 (连接PTFE毛细管)



1 PCS 6.2831.010 塑料镊子

用于渗析膜与过滤膜



1 PCS 6.1803.100 PTFE (聚四氟乙烯) 毛细管 0.5 mm 内直径 / 40 cm

毛细管, 用于过滤与渗析

