



离子色谱渗析装备： Full-Loop, PP, 889 Basic

6.05330.220

离子色谱渗析装备包含用蠕动泵将样品从 889 IC Sample Center Basic 转移至离子色谱仪所需的所有配件。

Scope of delivery 6.05330.220

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.1841.000	PEEK 移液毛细管 2 mL, 5 m



1 PCS

6.1803.030 PTFE 毛细管, 内径 0.5 毫米 / 3 米

毛细管, 用于在线渗析, 用在渗析单元、渗析式IC样品处理器、IC液体处理渗析单元上



1 PCS

6.1602.150 瓶盖 / GL 45 - 3 x UNF 10/32

用于 1/16 英寸毛细管接口连接。应用在 MSM 助溶剂以及万通在线渗析中。



1 PCS

6.1608.070 淋洗液瓶 / 2升 / GL 45



1 PCS

6.1826.360 泵管 LFL (白色/白色), 三个堵头

用于样品处理器



1 PCS

6.2744.034

2 个 Olive/UNF 10/32 两通

连接压力螺丝和泵管。2 个。用于带有蠕动泵的离子色谱仪。



1 PCS

6.2744.070

压力螺丝（短）

较短的版本。带UNF 10/32连接口。5件装。PEEK泵头的备用件。

